



teknomedical



teknomedical
Container
System

Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH&Co.KG

Sattlerstr. 11

D-78532 Tuttlingen

Produktion und Handel mit

chirurgischen Instrumenten
zahnärztlichen Instrumenten
sowie
Gesamt- und Problemlösungen im OP

Vertrieb

über Fachhändler in mehr als 50 Ländern der Erde.

Zur Unterstützung dieses Fachhandels stehen mit unseren Verkaufsleitern bestens geschulte Fachleute, mit guten und sehr guten Sprachkenntnissen zur Verfügung. Wichtige Weltsprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch sind eine Selbstverständlichkeit.

Ein umfangreiches, praktisch aufgebautes Katalogmaterial mit über 10.000 verschiedenen Instrumenten, erleichtert unseren Kunden und Lieferanten ihre Arbeit. Zur schnellen und präzisen Angebotserstellung, Auftragsabwicklung usw., stützen wir uns auf eine moderne EDV-Anlage, aber auch auf ein modern eingerichtetes Lager und ein eingespieltes Team von Mitarbeitern.

Qualität

hat bei uns Vorrang.

Unsere umfangreichen Qualitätskontrollen sichern den hohen Qualitätsstandard unserer Instrumente. Aus diesem Grund können wir für unsere Produkte eine Qualitätsgarantie abgeben. Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN ISO 9001.

Unsere **Handelsmarke "Tekno"** ist patentrechtlich geschützt und registriert.

Produktion

Unter der fachkundigen Führung von ausgebildeten Meistern produzieren gelernte Instrumentenmacher und -mechaniker unsere Instrumente aus bestem deutschen Stahl, mit modernsten CNC-Maschinen, gemäß den neuesten Erkenntnissen in der Instrumenten-Fertigung und den Angaben der DIN-Normen.

Durch den Aufschwung der Minimal Invasiv Chirurgie und durch besondere Flexibilität in der Entwicklung neuer Instrumente für diese neue, sich schnell verändernde OP-Methode, sowie durch beste, gesicherte (dokumentierte) Qualität, konnte sich unsere Firma einen beachtlichen Teil an diesem Markt von Anfang an sichern.

Außer im endoskopischen Bereich stehen wir jedoch auch ständig im Kontakt mit Orthopäden und Zahnärzten, mit denen wir gemeinsam neue Instrumente entwickeln, um den Operateuren die Arbeit zu erleichtern.

Sale and

Manufacture of: *Surgical instruments
Dental instruments*

Service:

*Total concepts for Operating theatres
Custom Instruments and Repair
Specialized Sourcing*

Distribution:

- Through specialized dealers in over 50 countries world wide

Our dealers are supported by well trained area managers with excellent language ability. Languages such as; English, French, Spanish, Italian, German and Portugiese, are not only written but fluently spoken.

A vast selection of practical catalog material with over 10.000 different instruments to choose from, makes working with Tekno-Medical easy for both our customers and suppliers.

Fast and efficient customer and supplier order processing is supported by a modern computer system, warehouse, and a motivated team of workers.

Quality:

- has first priority.

Strict Quality Control during all manufacturing phases ensures that "Quality is produced", and before we put our trade mark on, a final and complete inspection must be passed. This is how we guarantee our products. Our Company is certified according to DIN ISO 9001.

*Our **trade name "Tekno"** is registered.*

Manufacturing:

Under the specialized eye of guild certified master craftsmen, our school trained instrument makers, assure that the best german instrument steel is formed into a long lasting, precision product.

The latest knowledge along with state of the art computer controlled machinery ensure that the current norms are not only met, but exceeded.

With the advent of Minimal Invasive Surgery Tekno-Medical was able to keep pace with the rapid changes in this surgical area. Flexibility, documented quality, and innovation today are still the key factors for our success.

ZERTIFIZIERTES QM-SYSTEM

ZDH-ZERT
Verein für Qualität im Handwerk und in der gewerblichen Wirtschaft e.V.
Zertifizierungsstelle Medizinprodukte
bescheinigt hiermit, daß
die Firma

medi-plus Instrumente Verwaltungs GmbH

mit der Vertriebsorganisation

Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH & Co. KG
und der Fertigungsstätte

medi-plus Instrumente GmbH & Co. KG
Sattlerstraße 11
78532 Tuttlingen

im Geltungsbereich

**chirurgische Instrumente mit Zubehör,
endoskopische Instrumente und Geräte mit Zubehör,
Dentalinstrumente und
Instrumente und Implantate für die Osteosynthese**

ein

Qualitätsmanagementsystem

eingeführt hat und anwendet.

Ein Audit von ZDH-ZERT hat den Nachweis erbracht,
daß dieses Qualitätsmanagementsystem die Forderungen der folgenden Normen erfüllt:

DIN EN ISO 9001

Qualitätsmanagementsysteme – Modell zur Qualitätssicherung/QM-Darlegung
in Design, Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung (Ausgabe August 1994)

DIN EN 46001

Qualitätssicherungssysteme Medizinprodukte
Besondere Anforderungen für die Anwendung von DIN EN ISO 9001 (Ausgabe August 1996)

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
Zertifikat-Registrier-Nr.:
Stuttgart, den

Datum 06.07.2003
CE 0538-98051
Datum 30.04.1999



Vorsitzender
Lenkungsgremium



Leiter
Zertifizierungsstelle

Inhaltsverzeichnis · Index

Seite /
Page

Material und Verarbeitung / Hauptmerkmale Materials and Processing / General characteristics	1
Standard Container · Standard containers	2-3
Container Typ "Geschützter Filter" "Protected Filter model" container	4-5
Container Typ mit "Geschützten Ventilen" "Protected Valve" container	6-8
"Mini Container Filter" und Körbe "Mini container Filter" and stainless steel baskets	9
Zubehör · Accessories	10+11
Ersatzteile · Spare parts	12+13
Sterilisierwagen · Trolleys	14

Material und Verarbeitung

Zur Herstellung der tekno Container werden sowohl rostfreier Stahl (X5 Cr Ni 18/9-10) als auch Aluminium (Legierung 5005) verwendet. Beide Materialien bewähren sich seit langem als Werkstoff für Container. Aluminium besonders wegen des schnellen Wärmeaustausches und seines geringen Gewichts, Stahl aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und Härte. Aluminium benötigt ein Eloxalverfahren, damit die Oberfläche vom Dampf während der Sterilisation nicht angegriffen wird. Außer dem üblichen weichen Eloxalverfahren wenden wir auch das Harteloxalverfahren an. Das weiche Eloxalverfahren ermöglicht eine Einfärbung des Materials (Containerdeckel) in gewünschter Farbe und somit eine leichte Unterscheidung der einzelnen Container im Gebrauch. Harteloxierte Container

können nur in einer Farbe geliefert werden (olivgrün). Durch dieses spezielle Verfahren wird die Oberfläche außerordentlich hart und widerstandsfähig, ohne daß sich das Gewicht des Containers ändert. Die Hauptteile des Containers, Körper und Deckel, werden in einem einzigen Stück formgestanzt, wodurch sich jedes Schweißen erübrigt. In der Tat überbeansprucht das Schweißen das Material thermisch und ändert gleichzeitig die Innenstruktur der Legierung. Aus diesen Gründen erfolgt die Montage der Fügeile durch Nietung mit Stiften aus rostfreiem Stahl X5 Cr Ni 18/9-10. Die Dichtungen des Deckels, wie auch an den Filterhaltern, sind aus unschädlichem Silikon. Die Filter können aus Einwegpapier bzw. wiederverwendbarem Stoff geliefert werden.

Materials and Processing

In the manufacture of tekno containers both stainless steel (X5 Cr Ni 18/9-10), with it's characteristics of hardness and resistance to oxidation, and aluminum (5005 alloy), with it's excellent heat dissipation capacity along with light weight are employed. While stainless steel does not require any additional surface protection, aluminum by it's nature must receive a protective layer through anodizing. Besides the classical anodizing process which can be coloured for quick identification, Tekno also uses a hard anodizing process. This electrolytic process produces aluminum oxide on the surface giving it a higher resistance level. Hard anodizing is used for items which are subject to heavy stress and use, such as pistons and firearms. The surface colour darkens in proportion to the oxide

thickness to it's unique burnished appearance. Thanks to this treatment the excellent heat dissipation and light weight characteristics remain unchanged, while improving the mechanical. The main parts of the Tekno containers are formed in one piece, so that welding is avoided. The process of welding always puts a thermal strain on the materials and alters the internal structure of the alloy, changing it's characteristics in the weld area. For these reasons the assembly of components is carried out by riveting with stainless steel rivits. All gaskets are of non-toxic silicon, and if the need should arise, are available as replacements. Disposable and reusable-textile filters are available.

Hauptmerkmale

Bei sämtlichen tekno Containern ist der Körper rand umgebogen, was eine größere Festigkeit dieser kritischen Stelle darstellt. Die Dichtigkeit des Deckels wird außerdem durch eine unschädliche Dichtung aus Schaum silikon garantiert, die leicht zu inspizieren bzw. zu reinigen und bei Verschleiß jederzeit ersetzbar ist. Das Stapelsystem, welches die Ausnutzung der

Sterilisierkammer bzw. platzsparende Lagerung optimiert, ist im Hinblick auf die Belastung der Deckeldichtung geplant worden. Durch das Gewicht der aufgestapelten Container wird die Dichtung bloß um einige Zentimeter weitergequetscht, bis der Deckel auf der entsprechenden Sperre sitzt und die Rückfederung der Dichtung selbst ermöglicht.

General characteristics

All tekno containers have a rolled edge on the pan which adds to the stability as well as providing a better contact surface for the seal. The security of the lid seal is ensured by the non-toxic expanded silicon gasket which is easy to inspect, clean, and replace if worn. The stacking capability which optimizes the employment of the sterilizing chamber and helps inner handling, has been

planned in consideration of the strain the lid gasket is subject to. In fact the pressure it is already subject to will be increased - due to the weight of the containers stacked upon it - only by few decimillimetres i.e. until the lid leans on the proper mechanical block, safeguarding the elastic return of the gasket itself.

Standard Container Standard containers



Hart-Eloxalverfahren · Hard anodizing

Art.		L	B	H
86300-	mm	600	300	260
86301-	mm	600	300	210
86302-	mm	600	300	160
86160-	mm	600	300	135
86303-	mm	600	300	110
86370-	mm	460	300	260
86371-	mm	460	300	210
86372-	mm	460	300	160
86180-	mm	460	300	135
86373-	mm	460	300	110



Rostfreier Stahl · Stainless steel

Art.		L	B	H
86200-	mm	600	300	260
86201-	mm	600	300	210
86202-	mm	600	300	160
86162-	mm	600	300	135
86203-	mm	600	300	110
86273-	mm	460	300	260
86274-	mm	460	300	210
86275-	mm	460	300	160
86181-	mm	460	300	135
86276-	mm	460	300	110



Farb-eloxiert · Colour anodized

Art.		L	B	H
86220-	mm	600	300	260
86221-	mm	600	300	210
86222-	mm	600	300	160
86164-	mm	600	300	135
86223-	mm	600	300	110
86270-	mm	460	300	260
86277-	mm	460	300	210
86278-	mm	460	300	160
86182-	mm	460	300	135
86279-	mm	460	300	110

Die Deckel der Container aus farb-eloxiertem Alu sind nach Wunsch in den angegebenen Färbungen erhältlich.

Aluminum container lids with colour anodizing are supplied, by choice, in the described colours.




Bei der Bestellung bitte die Filter-Nr. OF, 1F, 2F angeben bzw. ob der Deckel mit oder ohne Scharniere gewünscht wird: M/S, O/S

In case of order please specify the number of the required filters: OF, 1F, 2F. Moreover specify if the lid is to be with or without hinges: M/S or O/S

Specificare, in caso d'ordine, il numero dei filtri desiderato: OF, 1F, 2F, se il coperchio deve essere con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en case d'ordre, le nombre de filtres désiré: OF, 1F, 2F. Et si le couvercle doit être avec ou sans charnières: M/S ou O/S.



Standard Container Standard Containers

Hart-Eloxalverfahren · Hard anodizing

Art.		L	B	H
86304-	mm	300	300	260
86305-	mm	300	300	210
86306-	mm	300	300	160
86161-	mm	300	300	135
86307-	mm	300	300	110



Rostfreier Stahl · Stainless steel

Art.		L	B	H
86204-	mm	300	300	260
86205-	mm	300	300	210
86206-	mm	300	300	160
86163-	mm	300	300	135
86207-	mm	300	300	110



Farb-eloxiert · Colour anodized

Art.		L	B	H
86224-	mm	300	300	260
86225-	mm	300	300	210
86226-	mm	300	300	160
86165-	mm	300	300	135
86227-	mm	300	300	110



Die Deckel der Container aus farb-eloxiertem Alu sind nach Wunsch in den angegebenen Färbungen erhältlich.

Aluminum container lids with colour anodizing are supplied, by choice, in the described colours.




Bei der Bestellung bitte die Filter-Nr. OF, 1F, 2F angeben bzw. ob der Deckel mit oder ohne Scharniere gewünscht wird: M/S, O/S

In case of order please specify the number of the required filters: OF, 1F, 2F. Moreover specify if the lid is to be with or without hinges: M/S or O/S

Specificare, in caso d'ordine, il numero dei filtri desiderato: OF, 1F, 2F, se il coperchio deve essere con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en case d'ordre, le nombre de filtres désiré: OF, 1F, 2F. Et si le couvercle doit être avec ou sans charnières: M/S ou O/S.



Container Typ "Geschützter Filter" "Protected Filter model" container



Die Deckel der Container aus farb-eloxiertem Alu sind nach Wunsch in den angegebenen Färbungen erhältlich.

Aluminum container lids with colour anodizing are supplied, by choice, in the described colours.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der gewünschten Filter: 1F bzw. 2F und ob der Deckel mit oder ohne Scharniere M/S oder O/S sein soll, angeben.

In case of order please specify the number of the required filters: 1F or 2F. And if the lid is to be with or without hinges: M/S or O/S.

Specificare in caso d'ordine il numero dei filtri desiderato: 1F o 2F, se il coperchio deve essere fornito con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en cas d'ordre, le nombre des filtres désiré: 1F ou 2F. Et si le couvercle doit être avec ou sans charnière: M/S ou O/S.

Neben den Merkmalen des Filtersystems wie bei Typ "Standard" ist der Typ "Geschützter Filter" mit einem Doppeldeckel versehen. Luft und Dampf dringen horizontal an den Deckelseiten auf einem gewundenen Wege ein, was jede Staublagerung am Filter vermeidet. Die Stellung der Schlitzte verhindert das Eindringen von spitzen und scharfen Gegenständen, die den Filter beschädigen bzw. die Sterilität der Ladung gefährden könnten. Durch den Doppeldeckel kann das Kondenswasser den Filter nicht erreichen. Ein nasser Filter könnte seine Barriere-Eigenschaften verlieren.

Hart-Eloxalverfahren · Hard anodizing


Art.	L	B	H
86320-	mm 600	300	260
86321-	mm 600	300	210
86322-	mm 600	300	160
86168-	mm 600	300	135
86323-	mm 600	300	110
86379-	mm 460	300	260
86380-	mm 460	300	210
86381-	mm 460	300	160
86185-	mm 460	300	135
86382-	mm 460	300	110

Rostfreier Stahl · Stainless steel

Art.	L	B	H
86240-	mm 600	300	260
86241-	mm 600	300	210
86242-	mm 600	300	160
86170-	mm 600	300	135
86243-	mm 600	300	110
86286-	mm 460	300	260
86283-	mm 460	300	210
86284-	mm 460	300	160
86186-	mm 460	300	135
86285-	mm 460	300	110

Farb-eloxiert · Colour anodized

Art.	L	B	H
86290-	mm 600	300	260
86291-	mm 600	300	210
86292-	mm 600	300	160
86172-	mm 600	300	135
86293-	mm 600	300	110
86272-	mm 460	300	260
86287-	mm 460	300	210
86288-	mm 460	300	160
86187-	mm 460	300	135
86289-	mm 460	300	110



Besides the characteristics of the filtering system, which are the same as the Standard Model Container, the Protected Filter Model Container is provided with a double lid. The inlet of steam and air occurs horizontally on the lid sides, through a tortuous run which prevents dust from depositing on the filter. The vent position does not allow pointed and sharp objects to get to the filter, damaging it and affecting the tightness and sterility of the load.

The double lid avoids that condensate from the containers piled up on it, comes into contact with the filter which, getting wet, could lose its characteristics as microbic barrier.

Container Typ "Geschützter Filter" "Protected Filter model" container

Hart-Eloxalverfahren · Hard anodizing

Art.		L	B	H
86324-	mm	300	300	260
86325-	mm	300	300	210
86326-	mm	300	300	160
86169-	mm	300	300	135
86327-	mm	300	300	110



Rostfreier Stahl · Stainless steel

Art.		L	B	H
86244-	mm	300	300	260
86245-	mm	300	300	210
86246-	mm	300	300	160
86171-	mm	300	300	135
86247-	mm	300	300	110



Farb-eloxiert · Colour anodized

Art.		L	B	H
86294-	mm	300	300	260
86295-	mm	300	300	210
86296-	mm	300	300	160
86173-	mm	300	300	135
86297-	mm	300	300	110



Die Deckel der Container aus farb-eloxiertem Alu sind nach Wunsch in den angegebenen Färbungen erhältlich.


Aluminum container lids with colour anodizing are supplied, by choice, in the described colours.

Bei der Bestellung bitte die Anzahl der gewünschten Filter: 1F bzw. 2F und ob der Deckel mit oder ohne Scharniere M/S oder O/S sein soll, angeben.

In case of order please specify the number of the required filters: 1F or 2F. And if the lid is to be with or without hinges: M/S or O/S.

Specificare in caso d'ordine il numero dei filtri desiderato: 1F o 2F, se il coperchio deve essere fornito con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en cas d'ordre, le nombre des filtres désiré: 1F ou 2F. Et si le couvercle doit être avec ou sans charnière: M/S ou O/S.



Container Typ mit "Geschützten Ventilen" "Protected Valve" container



Hart-Eloxalverfahren · Hard anodizing

Art.	L	B	H
86330-	mm 600	300	260
86331-	mm 600	300	210
86332-	mm 600	300	160
86174-	mm 600	300	135
86333-	mm 600	300	110
86399-	mm 460	300	260
86390-	mm 460	300	210
86391-	mm 460	300	160
86190-	mm 460	300	135
86392-	mm 460	300	110



Rostfreier Stahl · Stainless steel

Art.	L	B	H
86210-	mm 600	300	260
86211-	mm 600	300	210
86212-	mm 600	300	160
86176-	mm 600	300	135
86213-	mm 600	300	110
86400-	mm 460	300	260
86393-	mm 460	300	210
86394-	mm 460	300	160
86191-	mm 460	300	135
86395-	mm 460	300	110



Farb-eloxiert · Colour anodized

Art.	L	B	H
86230-	mm 600	300	260
86231-	mm 600	300	210
86232-	mm 600	300	160
86178-	mm 600	300	135
86233-	mm 600	300	110
86401-	mm 460	300	260
86396-	mm 460	300	210
86397-	mm 460	300	160
86192-	mm 460	300	135
86398-	mm 460	300	110

Die Ventile werden auf Wunsch in den genannten Farben geliefert.

The valves are supplied, by choice, in the described colours.




Bei der Bestellung bitte angeben ob der Deckel mit oder ohne Scharniere M/S oder O/S gewünscht wird

In case of order please specify if the lid is to be supplied with or without hinges: M/S or O/S.

Specificare, in caso d'ordine, se il coperchio deve essere fornito con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en cas d'ordre, si le couvercle doit être fourni avec ou sans charnières: M/S ou O/S.



M/S



O/S

Container Typ mit "Geschützten Ventilen" "Protected Valve" container

Hart-Eloxalverfahren · Hard anodizing

Art.		L	B	H
86334-	mm	300	300	260
86335-	mm	300	300	210
86336-	mm	300 <td 300	160	
86175-	mm	300	300	135
86337-	mm	300	300	110



Rostfreier Stahl · Stainless steel

Art.		L	B	H
86214-	mm	300	300	260
86215-	mm	300	300	210
86216-	mm	300	300	160
86177-	mm	300	300	135
86217-	mm	300	300	110



Farb-eloxiert · Colour anodized

Art.		L	B	H
86234-	mm	300	300	260
86235-	mm	300	300	210
86236-	mm	300	300	160
86179-	mm	300	300	135
86237-	mm	300	300	110



Die Ventile werden auf Wunsch in den genannten Farben geliefert.

The valves are supplied, by choice, in the described colours.




Bei der Bestellung bitte angeben ob der Deckel mit oder ohne Scharniere M/S oder O/S gewünscht wird


In case of order please specify if the lid is to be supplied with or without hinges: M/S or O/S.

Specificare, in caso d'ordine, se il coperchio deve essere fornito con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en cas d'ordre, si le couvercle doit être fourni avec ou sans charnières : M/S ou O/S.




M/S




O/S


1



2



3



Container Typ mit "Geschützten Ventilen" "Protected Valve" Container

Der Container Typ mit "Geschützten Ventilen" stellt ein mechanisches, wartungsfreies Filtersystem dar. Sein einwandfreier Betrieb wird einfach durch das Einsetzen einer Spitze in die entsprechende Bohrung in der Mitte des Ventilbodens überprüft. Im Schnitt sind die drei Arbeitsstellungen des Ventils während bzw. nach der Sterilisierung dargestellt.

1 Vor der Sterilisierung ist das Ventil in Ruhestellung.

2 Während der Vakuumphase bewirkt der Unterdruck die vollkommene Ventilöffnung, wodurch die Luft aus dem Container strömen kann.

3 Danach schließt sich das Ventil und es öffnet sich das Gegenventil, das den Dampf einläßt, womit die Sterilisierungsphase beginnen kann.

1 Am Zyklusende schließt sich das Ventil, um die Ladung des Containers steril zu erhalten.

The Protected Valve Container is a mechanical filtering system requiring no maintenance.

The function of the valve can be tested by inserting a pointed probe into the hole provided in the center of each valve. The valve's three working positions during and after sterilization are shown in the drawing.

1 Before sterilization the valve is in state of rest.

2 During the vacuum stage depression makes the valve open completely, so that air escapes from the container.

3 Afterwards the valve closes, and the second valve opens; in this stage steam enters and the sterilization stage starts.

1 At the end of the cycle the valve closes air-tight in order to maintain the container load sterile.

"Mini Container Filter" und Körbe "Mini container Filter" and stainless steel baskets




Bei der Bestellung bitte die Filter-Nr. OF, 1F, 2F angeben bzw. ob der Deckel mit oder ohne Scharniere gewünscht wird: M/S, O/S

In case of order please specify the number of the required filters: OF, 1F, 2F. Moreover specify if the lid is to be with or without hinges: M/S or O/S

Specificare, in caso d'ordine, il numero dei filtri desiderato: OF, 1F, 2F. se il coperchio deve essere con o senza cerniere: M/S o O/S.

Spécifier, en case d'ordre, le nombre de filtres désiré: OF, 1F, 2F. Et si le couvercle doit être avec ou sans charnières: M/S ou O/S.



Mini Container Filter - Rostfreier Stahl

Mini container Filter - Stainless steel

Art.		L	B	H
86250-	mm	265	170	80
86251-	mm	265	170	120
86252-	mm	265	170	160
86253-	mm	265	170	200
86254-	mm	300	150	45
86255-	mm	300	150	55
86256-	mm	300	150	65
86257-	mm	300	150	95
86260-	mm	300	150	45
86261-	mm	300	150	55
86262-	mm	300	150	65
86263-	mm	300	150	95



Sterilisierkörbe - Rostfreier Stahl

Sterilization baskets - Stainless steel

Art.		L	B	H
86080-25	mm	590	280	255
86081-13	mm	590	280	135
86082-25	mm	280	280	255
86083-13	mm	280	280	135



Siebkörbe - Rostfreier Stahl

Wire mesh baskets - Stainless steel

Art.		L	B	H
86084-50	mm	480	250	50
86085-50	mm	240	250	50
86086-60	mm	540	255	60
86100-50	mm	210	145	50
86101-70	mm	240	240	70
86103-45	mm	400	240	45
86103-90	mm	400	240	90
86104-70	mm	480	240	70
86105-50	mm	540	240	50
86106-40	mm	280	110	40
86101-45	mm	240	240	45
86101-90	mm	240	240	90
86103-50	mm	400	240	50
86104-45	mm	480	240	45
86104-90	mm	480	240	90
86105-70	mm	540	240	70
86106-70	mm	280	110	70
86101-50	mm	240	240	50
86102-50	mm	240	300	50
86103-70	mm	400	240	70
86104-50	mm	480	240	50
86105-45	mm	540	240	45
86105-90	mm	540	240	90

Zubehör Accessories



86500-50
Alu-Plakette neutral
Neutral aluminium plates



86500-51
Alu-Plakette eingraviert
Engraved aluminium plates



86500-55
Einweg-Papierplakette mit
chemischem Indikator

Disposable paper label with
chemical indicator



86500-60
Siegel
Seal



86500-70
Tuchhalterklemme
Cloth fixing pin



86500-71
Tuchhalterklemme doppelt
Twin socket cloth fixing pin



86501-10
Tuchhalterahmen 600x300

86501-12
Tuchhalterahmen 460x300




86501-11
Tuchhalterahmen 300x300

86501-10
Cloth fixing frame for module
600x300


86501-12
Cloth fixing frame for module
460x300

86501-11
Cloth fixing frame for module
300x300




Container-Trennbleche
Partitions for Containers


Höhe mm	Container 600x300	Container 300x300
210	86510-21	86511-21
160	86510-16	86511-16
	460x300	
210	86512-21	
160	86512-16	



Container 600x300	Container 300x300
86520-21	86521-21
86520-16	86521-16



Container 600x300	Container 300x300
86530-21	86531-21
86530-16	86531-16
460x300	
86532-21	
86532-16	



86550-45

86550-20

86550-12

86550-05

Korb-Trennbleche
Partitions for Baskets

Art.	L	B	H
86550-05	mm 50	35	1
86550-12	mm 120	35	1
86550-20	mm 200	35	1
86550-45	mm 450	35	1



86555-85

Trennblechhalterung für 86550-05/86550-12/86550-20/86550-45
Partition retainer for 86550-05/86550-12/86550-20/86550-45



86555-75

Sortierstift für Instrumente
Sorting pin for instruments

Ersatzteile Spare parts

Filterhalter für "Container Filter" und "Geschützter Filter"
Filter block for "Container Filter" and "Protected Filter"




86560-50 Container 600x300



86561-50 Container 300x300
Container 460x300

Filterhalter-Dichtung für "Container Filter" und "Geschützter Filter"
Gasket of the filter block for "Container Filter" and "Protected Filter"



86570-01 Container 600x300



86571-50 Container 300x300
Container 460x300

Deckeldichtung
Lid gasket



86574-06 Container 600x300
86577-06 Container 460x300



86575-06 Container 300x300
86576-06 Container 260x170

Kunststoff-Filter für "Container Filter", "Geschützter Filter", "Mini Container"

Synthetic fabric filters for "Container Filter", "Protected Filter", "Mini Containers"



Art.	
86580-60	Container 600 x 300
86580-30	Container 300 x 300
86580-30	Container 460 x 300
86580-26	Container 260 x 170

Papier-Filter für "Container Filter", "Geschützter Filter", "Mini Container"

Paper filters for "Container Filter", "Protected Filter", "Mini Containers"



Art.	
86581-60	Container 600 x 300
86581-30	Container 300 x 300
86581-30	Container 460 x 300
86581-26	Container 260 x 170

Sterilisierwagen Trolleys



86600-00 L 720 B 680 H 1240 mm

Gestell aus rostfreiem Stahl mit antistatischen Rollen, mit 5 Auflageflächen


Stainless steel trolley with antistatic wheels and 5 shelves



86605-00 L 1250 B 660 H 1260 mm

Gestell aus rostfreiem Stahl mit antistatischen Rollen, mit 3 Auflageflächen

Stainless steel trolley with antistatic wheels and 3 shelves



86610-00 L 1120 B 670 H 1320 mm

Stabiles Schrank-Gestell aus rostfreiem Stahl mit antistatischen Rollen. Für 9 Module (600x300x300)

Tight stainless steel cabinet-trolley, with antistatic wheels. For 9 modules (600x300x300)

86611-00 L 790 B 670 H 1320 mm

Stabiles Schrank-Gestell aus rostfreiem Stahl mit antistatischen Rollen. Für 6 Module (600x300x300)

Tight stainless steel cabinet-trolley, with antistatic wheels. For 6 modules (600x300x300)

tekno®

tekno-medical
Optik-Chirurgie GmbH & Co. KG

Sattlerstrasse 11
D-78532 Tuttlingen · Germany

Telefon 0 74 61 / 17 01 - 0
Telefax 0 74 61 / 17 01 50
e-mail: mail@tekno-medical.com