

Spülpumpe HYS PUMP II

Irrigation unit HYS PUMP II

Empfohlen für / Recommended for:
 HYSTEROSCOPY



HYS PUMP II

tk 791-208

Technische Daten

- Druckbereich 10 - 200 mmHg
- Spüleleistung 0 - 0,5 l/min
- Stromversorgung 100 / 240 VAC
- Frequenz 50 - 60 Hz
- Max. Leistungsaufnahme 90 VA
- Gewicht ca. 7 kg
- Abmessung (B x T x H) 304 x 345 x 115 mm

Im Lieferumfang enthalten

- Silikonschlauchsatz, unsteril, autoklavierbar (tk 39766-11)

Technical data

- Pressure range 10 - 200 mmHg
- Irrigation rate 0 - 0.5 l/min
- Power supply 100 / 240 VAC
- Frequency 50 - 60 Hz
- Max. power consumption 90 VA
- Weight approx. 7kg
- Dimensions (W x D x H) 304 x 345 x 115 mm

Included in delivery

- Silicone tube set, not sterile, autoclavable (tk 39766-11)