

## MINI URETERO-RENSKOP MINI URETERO-RENSCOPE



Ø 4.9 / 6.5 Charr. - 425 mm	1 x 3 Charr.	<b>tk 790-712</b>
-----------------------------	--------------	-------------------

Das neue Mini-URS von Tekno-Medical überzeugt durch seine hervorragende Bildqualität bei minimaler Baugröße. Trotz seiner geringen Abmessungen von 4.9 / 6.5 Charr ist es uns gelungen, ein halbstarres und äußerst robustes Instrument zu verwirklichen. Dieses Mini-URS verfügt über einen Spül- und Instrumentenkanal.

*The new Mini-URS by Tekno-Medical is convincing by its excellent image quality at such a small size. Despite the little measurements of 4.9 / 6.5 Charr. it was possible to manufacture a semi-rigid and really rugged instrument. This Mini-URS includes an irrigation- and instrument channel.*