


TEKNO GERÄTEWAGEN TEKNO TROLLEY



tk 758-0100

ohne Geräte
 without units

1403 mm

Der Tekno Gerätewagen überzeugt durch ergonomisches Arbeiten, beispielsweise in der Urologie und Gynäkologie. Beweglichkeit und Länge des Ausleger-Armes erlauben die Positionierung des Monitors am unmittelbaren Arbeitsfeld des Operateurs.

Zusatzgewichte garantieren einen sicheren Stand bei Monitoren bis zu 12kg. Stufenlos verstellbare Ablageböden sowie ein umfassendes Angebot an Zubehör lassen keine Wünsche offen und erlauben einen vielseitigen Einsatzbereich.

Abmessungen (B x T x H): 717 x 718 x 1524mm

Ausstattung

- 10x Buchsen für Netzanschluss
- 4x Räder mit 2x Bremsen
- 2x Stufenlos verstellbare Ablageböden (430x450mm)
- 2x Zusatzgewichte
- 1x Gelenkarm (2-fach, mit neigbarer Monitorhalterung)
- 1x Schubfach
- 1x Hauptschalter an der Wagenfront
- 1x Rückwand
- 1x Kamerakopf-Halterung
- 1x Erdungskabel

Tekno trolley convinces with ergonomic working, for example in Urology and Gynecology. Mobility and length of the extension arm offer the monitor positioning next to the surgeon's working field.

Integrated weights guarantee a secure stand, even with monitors up to 12kg. Steplessly variable boards and a wide range of accessories fulfill all wishes of the user and ensure use in multiple applications.

Dimensions (W x D x H): 717 x 718 x 1524mm

Equipment

- 10x sockets for mains connection
- 4x wheels with 2x brakes
- 2x steplessly variable boards (430x450mm)
- 2x integrated weights
- 1x swivel arm (dual, with tiltable monitor support)
- 1x drawer unit
- 1x main switch at trolley front
- 1x rear wall
- 1x holder for camera head
- 1x ground cable