



**VECTOR** **5**  
JUNIOR

## VECTOR 5 - DAS ZUVERLÄSSIGE MULTITALENT

## VECTOR 5 - THE RELIABLE ALL-ROUND TALENT

VECTOR 5		tk 352-5190
Version <i>Versions</i>		Junior
Ladegerät <i>Battery charger</i>		included
Segmente <i>Segments</i>		5
Höhenverstellung <i>Height adjustment</i>	300 mm	720 mm / 1020 mm
Trendelenburgverstellung <i>Trendelenburg</i>	-25° / +25°	△ EM
Lateralverstellung <i>Lateral tilt</i>	-20° / +20°	△ EM
Rückenteilverstellung <i>Back rest adjustment</i>	-40° / +80°	◆ GA
Ausrichtung der Kopfstütze <i>Regulation of head rest</i>	-90° / +40° austauschbar -90° / +40° removable	■ MA
Ausrichtung der Fußteile <i>Regulation of foot parts</i>	-90° / +20° (< 7 sections) -90° / +90° (≥ 7 sections)	■ MA
Öffnungswinkel der Fußteile <i>Opening angle of foot parts</i>	0° / 180°	■ MA
Nullstellung <i>Return to 0</i>	automatisch, alle elektr. Bewegungen automatic, all electr. movements	✓
Bremse <i>Brake</i>		✓
Flexbewegung <i>Flexion</i>	220° / 100°	☆ MC
Matratzen <i>Matrasses</i>	50 mm	✓
Max. Beladung <i>Max weight</i>	250 kg	
Eigengewicht <i>Net weight</i>	~200 kg	✓
Länge <i>Length</i>	2.000 mm	✓
Breite <i>Width</i>	500 mm	✓
Steuerung <i>Controller</i>	Fernbedienung mit Kabel remote control with cable	✓
	Fernbedienung via Infrarot remote control via infrared	○ OP
	Fußschalter foot switch	○ OP
manuelles Weiterarbeiten bei Stromausfall <i>Manual working on in case of blackout</i>		✓

Legende:  
legend:

△ EM elektro-mechanisch  
△ EM electro-mechanic

■ MA manuell  
■ MA manual

○ OP optional  
○ OP optional

◆ GA Gasfeder  
◆ GA gas spring

+ EH elektro-hydraulisch  
+ EH electro-hydraulic

☆ MC manuell (Kurbel)  
☆ MC manual (crank)

● HY hydraulisch  
● HY hydraulic