

MIC INSTRUMENTE

---

*MIC INSTRUMENTS*



## MIC INSTRUMENTE

### MIS INSTRUMENTS

Unsere neue TEKNO MIC Instrumente stehen für Ergonomie und Präzision in der Anwendung.

Aufgrund der runden Schalengriffe lassen sich die Instrumente uneingeschränkt bewegen und liegen jederzeit aktionsbereit in der Hand des Operateurs. Der feine Instrumentengang erlaubt präzises Arbeiten. Eine optimal ausbalancierte Gewichtsverteilung von Griff zu Arbeitsteil unterstützt das ergonomische und ermüdungsfreie Arbeiten.

Alle MIC Instrumente besitzen einen LuerLock-Spülanschluss zur einfachen und gründlichen Reinigung.

Für eine schnelle und leichte Unterscheidung der Instrumente im Operationssaal sind die Griffe, entsprechend den Zweckbestimmungen, in unterschiedlichen Farben ausgeführt:

*Our TEKNO MIC instruments stand for ergonomics and precision in their application. Due to the round shaped handles, the instrument can be freely moved and fit perfectly to the surgeon's hand. The smooth moving of the instrument allows highest precision in working. The perfect weight balancing between handle and instrument tip provides an ergonomic and fatigue-proof working.*

*All MIC instruments are equipped with a LL rinsing connection for a simple and effective cleaning.*

*For a quick and simple differentiation of the instruments in the OR, the handles are, according to the intended use, made up in different colours:*



Scheren  
Scissors



Nadelhalter  
Needle holder



Faßzange  
Grasping forceps




Rongeurs  
Rongeurs












Spezialinstrumente  
Special instruments

# MIC INSTRUMENTE

## MIS INSTRUMENTS



			Ø 3.5 mm	Ø 3.5 mm	
	MIC Metzenbaum Schere, gerade, kurz <i>MIS Metzenbaum scissors, straight, short</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-808-17 tk 783-808 tk 783-808-30	- - -
	MIC Metzenbaum Schere, 15° gebogen <i>MIS Metzenbaum scissors, 15° curved</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-809-17 tk 783-809 tk 783-809-30	- - -
	MIC Potts Schere kurz, 45° aufwärts gewinkelt <i>MIS Potts scissors short, 45° angled up</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-800-17 tk 783-800 tk 783-800-30	- - -
	MIC Potts Schere lang, 45° aufgewinkelt <i>MIS Potts scissors long, 45° angled up</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-807-17 tk 783-807 tk 783-807-30	- - -
	MIC Potts Schere, 90° aufwärts gewinkelt <i>MIS Potts scissors, 90° angled up</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-801-17 tk 783-801 tk 783-801-30	- - -
	MIC Potts Schere, 125° aufaufwärts gewinkelt <i>MIS Potts scissors, 125° angled up</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-802-17 tk 783-802 tk 783-802-30	- - -
	MIC TC Mini Nadelhalter, gerade, 2 x 6mm <i>MIS TC Mini needle holder, straight, 2 x 6mm</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-803-17 R tk 783-803 R tk 783-803-30 R
	MIC TC Mini Nadelhalter, links gebogen, 2 x 6mm <i>MIS TC Mini needle holder, curved left, 2 x 6mm</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-804-17 R tk 783-804 R tk 783-804-30 R
	MIC DeBaKey Klemme, 2,8x10mm, 45° seitwärts gewinkelt <i>MIS DeBaKey forceps, 2,8x10mm, 45° angled to side</i>	■	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-805-17 tk 783-805 tk 783-805-30	tk 783-805-17 R tk 783-805 R tk 783-805-30 R


Grifffarbe  
Color of  
the handle





ohne Sperre  
without ratchet

mit Sperre  
with ratchet

# MIC INSTRUMENTE


## MIS INSTRUMENTS




















			Ø 4.0 mm	Ø 4.0 mm
 <p>MIC Rongeur gerade, 4mm, oval  <i>MIS rongeur straight, 4mm, oval</i></p>		170 mm 250 mm 300 mm	<b>tk 783-820-17</b> <b>tk 783-820</b> <b>tk 783-820-30</b>	<b>tk 783-820-17 R</b> <b>tk 783-820 R</b> <b>tk 783-820-30 R</b>
 <p>MIC Rongeur gerade, 4mm, oval, 30° aufwärts gewinkelt  <i>MIS rongeur straight, 4mm, oval, 30° angled up</i></p>		170 mm 250 mm 300 mm	<b>tk 783-821-17</b> <b>tk 783-821</b> <b>tk 783-821-30</b>	<b>tk 783-821-17 R</b> <b>tk 783-821 R</b> <b>tk 783-821-30 R</b>
	Grifffarbe <i>Color of the handle</i>		ohne Sperre <i>without ratchet</i>	mit Sperre <i>with ratchet</i>

# MIC INSTRUMENTE

## MIS INSTRUMENTS



			Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	
	MIC Metzenbaum Schere, gerade, kurz <i>MIS Metzenbaum scissors, straight, short</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-830-17 tk 783-830 tk 783-830-30	- - -
	MIC Metzenbaum Schere, gerade, lang <i>MIS Metzenbaum scissors, straight, long</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-831-17 tk 783-831 tk 783-831-30	- - -
	MIC Metzenbaum Schere, 15° gebogen <i>MIS Metzenbaum scissors, 15° curved</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-832-17 tk 783-832 tk 783-832-30	- - -
	MIC Metzenbaum Schere, 30° gebogen <i>MIS Metzenbaum scissors, 30° curved</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-834-17 tk 783-834 tk 783-834-30	- - -
	MIC Metzenbaum Schere, 70° gebogen <i>MIS Metzenbaum scissors, 70° curved</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-835-17 tk 783-835 tk 783-835-30	- - -
	MIC Jameson Schere, 15° gebogen <i>MIS Jameson scissors, 15° curved</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-833-17 tk 783-833 tk 783-833-30	- - -
	MIC Potts Schere, 125° aufaufwärts gewinkelt <i>MIS Potts scissors, 125° angled up</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-836-17 tk 783-836 tk 783-836-30	- - -
	MIC TC Nadelhalter, gerade, 3 x 10mm <i>MIS TC needle holder, straight, 3 x 10mm</i>		170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-850-17 R tk 783-850 R tk 783-850-30 R
	MIC TC Nadelhalter, links gebogen, 3 x 10mm <i>MIS TC needle holder, curved left, 3 x 10mm</i>		170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-853-17 R tk 783-853 R tk 783-853-30 R


Grifffarbe  
Color of  
the handle

ohne Sperre  
without ratchet

mit Sperre  
with ratchet

# MIC INSTRUMENTE

## MIS INSTRUMENTS



			Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
	MIC TC Nadelhalter, gerade, 3 x 10mm <i>MIS TC needle holder, straight, 3 x 10mm</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-852-17 R tk 783-852 R tk 783-852-30 R
	MIC Ryder Nadelhalter, TC, gerade, 1 x 8mm <i>MIS Ryder needle holder, TC, straight, 1 x 8mm</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-851-17 R tk 783-851 R tk 783-851-30 R
	MIC Ryder Nadelhalter, TC, gerade, 1 x 10mm <i>MIS Ryder needle holder, TC, straight, 1 x 10mm</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-854-17 R tk 783-854 R tk 783-854-30 R
	MIC TC Nadelhalter, gerade, 2 x 8mm <i>MIS TC needle holder, straight, 2 x 8mm</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-855-17 R tk 783-855 R tk 783-855-30 R
	MIC Nadelhalter, gerade, 3 x 10mm, diamantiert <i>MIS needle holder, straight, 3 x 10mm, diamond dust</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-856-17 R tk 783-856 R tk 783-856-30
	MIC Nadelhalter, links gebogen, 3 x 10mm, diamantiert <i>MIS needle holder, curved left, 3 x 10mm, diamond dust</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-857-17 R tk 783-857 R tk 783-857-30 R
	MIC Crile-Wood Nadelhalter, TC, gerade <i>MIS Crile-Wood needle holder, TC, straight</i>	170 mm 250 mm 300 mm	- - -	tk 783-858-17 R tk 783-858 R tk 783-858-30 R
	MIC Debaquey Zange, gerade, 1,5 x 10mm, 2 x 1 Zähne <i>MIS Debaquey Forceps, straight, 1.5 x 10mm, 2 x 1 teeth</i>	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-870-17 tk 783-870 tk 783-870-30	tk 783-870-17 R tk 783-870 R tk 783-870-30 R
	MIC Debaquey Zange, gerade, 2,8 x 10mm, 2 x 1 Zähne <i>MIS Debaquey Forceps, straight, 2.8 x 10mm, 2 x 1 teeth</i>	170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-871-17 tk 783-871 tk 783-871-30	tk 783-871-17 R tk 783-871 R tk 783-871-30 R


Grifffarbe  
Color of  
the handle



















ohne Sperre  
without ratchet

mit Sperre  
with ratchet

# MIC INSTRUMENTE

## MIS INSTRUMENTS



			Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	
	MIC DeBakey Zange, gerade, 1,5 x 14mm, 2 x 1 Zähne <i>MIS DeBakey Forceps, straight, 1.5 x 14mm, 2 x 1 teeth</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-872-17 <b>tk 783-872</b> tk 783-872-30	tk 783-872-17 R <b>tk 783-872 R</b> tk 783-872-30 R
	MIC DeBakey Klemme, 1,5 x 14mm, 45° aufwärts gewinkelt <i>MIS DeBakey forceps, 1.5 x 14mm, 45° angled up</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-873-17 <b>tk 783-873</b> tk 783-873-30	tk 783-873-17 R <b>tk 783-873 R</b> tk 783-873-30 R
	MIC DeBakey Klemme, 1,5 x 14mm, 45° seitwärts gewinkelt <i>MIS DeBakey forceps, 1.5 x 14mm, 45° angled to side</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-875-17 <b>tk 783-875</b> tk 783-875-30	tk 783-875-17 R <b>tk 783-875 R</b> tk 783-875-30 R
	MIC DeBakey Zange, gerade, 4,8 x 10mm, 3 x 2 Zähne <i>MIS DeBakey Forceps, straight, 4.8 x 10mm, 3 x 2 teeth</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-884-17 <b>tk 783-884</b> tk 783-884-30	tk 783-884-17 R <b>tk 783-884 R</b> tk 783-884-30 R
	MIC Faszange mit DeBakey Zahnung (2 x 3) distal <i>MIS grasping forceps with DeBakey teeth (2 x 3) distal</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-894-17 <b>tk 783-894</b> tk 783-894-30	tk 783-894-17 R <b>tk 783-894 R</b> tk 783-894-30 R
	MIC Knotenschieber, 45° aufgebogen <i>MIS knot pusher, 45° curved up</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-895-17 <b>tk 783-895</b> tk 783-895-30	tk 783-895-17 R <b>tk 783-895 R</b> tk 783-895-30 R
	MIC Resano Faszange, gerade <i>MIS Resano grasping forceps, straight</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-896-17 <b>tk 783-896</b> tk 783-896-30	tk 783-896-17 R <b>tk 783-896 R</b> tk 783-896-30 R
	MIC Naht Instrument, gerade, 8mm <i>MIS suture instrument, straight, 8mm</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-897-17 <b>tk 783-897</b> tk 783-897-30	tk 783-897-17 R <b>tk 783-897 R</b> tk 783-897-30 R
	MIC Gemini Zange, gebogen, glatt <i>MIS Gemini dissecting forceps, curved, smooth</i>		170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-898-17 <b>tk 783-898</b> tk 783-898-30	tk 783-898-17 R <b>tk 783-898 R</b> tk 783-898-30 R

Grifffarbe  
Color of  
the handle









ohne Sperre  
without ratchet


mit Sperre  
with ratchet



# MIC INSTRUMENTE

## MIS INSTRUMENTS



			Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
	MIC TC Nadelhalter, gerade, mit proximalem Schereneinsatz <i>MIS TC needle holder, straight, with proximal scissors</i>	 170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-859-17 tk 783-859 tk 783-859-30	tk 783-859-17 R tk 783-859 R tk 783-859-30 R
	MIC TC Nadelhalter, rechts gebogen, mit proximalem Schereneinsatz <i>MIS TC needle holder, curved right, with proximal scissors</i>	 170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-860-17 tk 783-860 tk 783-860-30	tk 783-860-17 R tk 783-860 R tk 783-860-30 R
	MIC TC Nadelhalter, links gebogen, mit proximalem Schereneinsatz <i>MIS TC needle holder, curved left, with proximal scissors</i>	 170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-861-17 tk 783-861 tk 783-861-30	tk 783-861-17 R tk 783-861 R tk 783-861-30 R
	MIC Clip-Anlegezange für Vitalitec® Medium Clips <i>MIS clip applying forceps for Vitalitec® medium clips</i>	 170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-865-17 tk 783-865 tk 783-865-30	tk 783-865-17 R tk 783-865 R tk 783-865-30 R
	Grifffarbe <i>Color of the handle</i>		ohne Sperre <i>without ratchet</i>	mit Sperre <i>with ratchet</i>



			Ø 7.0 mm	Ø 7.0 mm
	MIC Metzenbaum Schere, 15° gebogen, kräftiges Modell <i>MIS Metzenbaum scissors, 15° curved, robust</i>	 170 mm 250 mm 300 mm	tk 783-900-17 tk 783-900 tk 783-900-30	- - -
	Grifffarbe <i>Color of the handle</i>		ohne Sperre <i>without ratchet</i>	mit Sperre <i>with ratchet</i>

© 2015 – TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH  
 TEKNO is a registered trademark of TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH  
 Printed in Germany 11/2015 – Nachdruck, auch auszugsweise, verboten

END-MI-0001