

Zur Abwicklung Ihrer Rücksendung benötigen wir eine Dekontaminationsbestätigung.

Die Rücknahme der Ware kann nur mit **vollständig ausgefüllter Dekontaminationsbestätigung** erfolgen. Rücksendungen ohne Dekontaminationsbestätigung können nur unter Vorbehalt angenommen werden.

Falls wir **nach dritter Anmahnung** keine Dekontaminationsbestätigung von Ihnen erhalten, behalten wir uns vor, die retournierte Ware **kostenpflichtig** an Sie zurückzusenden.

RMA-Nummer:	
--------------------	--

Artikelnummer	Menge	LOT-Nummer(n)

<input type="checkbox"/>	Die retournierte Ware war <u>nicht in Gebrauch</u> und ist unbenutzt.
<input type="checkbox"/>	Die retournierte Ware war <u>nicht mit Blut oder Körperflüssigkeiten in Kontakt</u> und ist hygienisch unbedenklich.
<input type="checkbox"/>	Die retournierte Ware wurde <u>thermisch desinfiziert</u> : Desinfektionstemperatur = 90°C (A ₀ 3000) Einwirkzeit = 5 Minuten
<input type="checkbox"/>	Die retournierte Ware wurde <u>sterilisiert</u> : Vorvakuum = 3 mal Sterilisationstemperatur = 134°C Sterilisationszeit = 5 Minuten Trocknungszeit = 20 Minuten
<input type="checkbox"/>	Die retournierte Ware wurde <u>wie folgt dekontaminiert</u> . <u>Beschreibung:</u>
<input type="checkbox"/>	Die retournierte Ware konnte <u>nicht dekontaminiert</u> werden. <u>Begründung:</u>

Name, Vorname:	
Organisation:	
Abteilung:	
Funktion:	
E-Mail:	

Die Dekontamination wurde durchgeführt am: _____

Ort/Datum

Unterschrift