

Doppelrollen-Pumpe ART PUMP II D

Double roller pump ART PUMP II D

Empfohlen für / Recommended for:
 ARTHROSCOPY



ART PUMP II D	tk 39766-00
---------------	-------------

Technische Daten

- Druckbereich 10 - 200 mmHg
- Spüleistung 0 - 2,5 l/min
- Saugleistung 0 - 1,0 l/min

- Stromversorgung 100 / 240 VAC
- Frequenz 50 - 60 Hz
- Max. Leistungsaufnahme 90 VA
- Gewicht ca. 9 kg
- Abmessung (B x T x H) 304 x 365 x 125 mm

Im Lieferumfang enthalten

- Silikonschläuchsatz, komplett, unsteril, autoklavierbar (tk 39766-10)
- Doppelfußschalter (tk 39766-17)

Technical data

- Pressure range 10 - 200 mmHg
- Irrigation rate 0 - 2.5 l/min
- Suction rate 0 - 1.0 l/min

- Power supply 100 / 240 VAC
- Frequency 50 - 60 Hz
- Max. power consumption 90 VA
- Weight approx. 9 kg
- Dimensions (W x D x H) 304 x 365 x 125 mm

Included in delivery

- Silicone tube set, complete, not sterile, autoclavable (tk 39766-10)
- Double foot switch (tk 39766-17)