



HoLEP INSTRUMENTE

HoLEP INSTRUMENTS






HoLEP INSTRUMENTE

HoLEP INSTRUMENTS

Tekno-Medical bietet Ihnen für die endoskopische Enukleation der Prostata ein ausgewähltes Set an Instrumenten, welches in Verbindung mit Urologie-Morzellatoren und Laser-Geräten verwendet werden kann.

Tekno-Medical offers a selected set of instruments for the endoscopic enucleation of the prostate, which can be used with urology morcellators and laser units.

SYSTEMÜBERSICHT / SYSTEM OVERVIEW

[pos 01]	Resektoskop Außenschäft 26 Charr. <i>Resectoscope outer sheath 26 Charr.</i>		tk 790-331	1 pc
[pos 02]	Resektoskop Innenschäft 24 Charr. <i>Resectoscope inner sheath 24 charr</i>		tk 790-332	1 pc
[pos 03]	Standard Obturator 24 Charr. <i>Standard obturator 24 charr.</i>		tk 790-323	1 pc
[pos 04]	Sichtobturator 24 Charr. <i>Visual obturator 24 charr.</i>			tk 790-327
[pos 05]*	Laser Arbeitselement, passiv <i>Laser working element, passive</i>		tk 790-807	1 pc
	Führungsrohr für Laserfaser 0,8 mm <i>Guiding tube for laser fibers 0.8 mm</i>		tk 790-808	1 pc
[pos 06]	Adapter für Nephroskope zur Verwendung mit Resektoskopschäften <i>Adapter for nephroscopes for use with resectoscope sheaths.</i>		tk 791-2740	1 pc
[pos 07]	Nephroskop 7,5 x 4,8 MM, 15°, 250 mm, 1 x 45°, Instrumentenkanal Ø 5 mm <i>Nephroscope 7,5 x 4,8 MM, 15°, 250 mm, 1 x 45°, instrument channel Ø 5 mm</i>		tk 700-237	1 pc

* Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Further models available on request.

© 2018 – TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
TEKNO is a registered trademark of TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
Printed in Germany 11/2018 – Nachdruck, auch auszugsweise, verboten

0095