

LED Lichtquelle mit Multifunktionsadapter LED light source with multifunction adapter



Das Multitalent. Neben unseren Lichtquellen mit einem definierten Lichtausgang bieten wir hier einen drehbaren Adapter welcher die Nutzung verschiedener Lichtleiter von verschiedenen Herstellern zulässt. Durch die breite Kompatibilität erlaubt er den einfachen und problemlosen Einsatz in uneinheitlichen oder wechselnden Umgebungen. Leistung und Funktion entsprechen unserer Standard Lichtquelle LED 3000.

The multifunctional. Beside our light sources with defined outputs, we are offering on these units a rotatable adapter for the use of different light guides of several brands. The wide compatibility permits a simple and unproblematic use in changing ambits. Performance and functions correspond to the standard light source LED 3000.

TEKNO LIGHT 3000	300	manual/automatic	tk 754-LA300MA
	Watt	Helligkeitsregelung	
	Watt	Intensity adjustment control	

TECHNISCHE DATEN

• Entspricht einer Xenon	300 Watt
• Lebensdauer	> 30.000 h
• Farbtemperatur	6.000 - 6.500 °K
• Netzspannung	110 - 240 VAC, 50-60 Hz
• Klassifizierung	Klasse 1, Typ BF
• Leistungsaufnahme	300 W
• Lichtintensitätsregelung	0 - 100% einstellbar
• Lichtleiteranschluss	Storz/Wolf/Olympus/ACMI
• Videoeingänge:	BNC
• Gewicht	10 kg
• Abmessung (B x H x T)	355 x 120 x 340 mm
• Hergestellt und geprüft nach	93/42/ECC, IEC 601-1/CE, EN 60601-1

TECHNICAL DATA

• Equates Xenon	300 Watt
• Operating Life	> 30.000 h
• Colour temperature	6.000 - 6.500 °K
• Line voltage	110 - 240 VAC, 50-60 Hz
• Type	Class 1, Typ BF
• Power consumption	300 W
• Brightness control	0 - 100% adjustable
• Light exit	Storz/Wolf/Olympus/ACMI
• Video inputs	BNC
• Weight	10 kg
• Size (W x H x D)	355 x 120 x 340 mm
• Produced and tested acc	93/42/ECC, IEC 601-1/CE, EN 60601-1