






Flavumstanze nach Dr. Hassepass
zerlegbar

Flavum punch acc. Dr. Hassepass
dismantable

FLAVUMSTANZE NACH DR. HASSEPASS

FLAVUM PUNCH ACC. DR. HASSEPASS



Entwicklung und Design dieser neuen Stanze lagen langjährige Erfahrungen in der Dekompression lumbaler Spinalkanalstenosen zu Grunde. Das Instrument wurde entwickelt, um der besonderen Anatomie des Spinalkanals und den hohen Anforderungen der Chirurgen gleichermaßen Rechnung zu tragen. Das Resultat ist ein Instrument, das eine filigrane Spitze mit der Robustheit einer Knochenstanze vereint.

Das abgerundete Maul mit dem flachen Fuß schont die neuralen Strukturen und entfernt dennoch kraftvoll die Ligamentum flavum hypertrophie.

Völlig neu ist die Nutzung der Hebelkräfte, die eine zügige und effektive knöcherne Dekompression ermöglicht, wodurch die Operationszeit signifikant verkürzt werden kann.

Development and design of this new punch were based upon many years of experience in the decompression of stenoses of the lumbar spinal channel.

The instrument has been developed to meet the special requirements of the anatomy of the spinal channel as well as the increasing demands of the surgeons. As a result, the instrument combines a filigree tip with the robustness of a bone punch.

The rounded jaw part with its thin foot plate does not harm neural structures, but removes powerfully the ligamentum flavum hypertrophie. The completely new use of the leverage allows an effective and rapid undercutting decompression which leads to a significant reduction of the operating time.



HASSEPASS

	x = 200 mm - 8"
3 mm	tk 28150-00 Z