

HALTEGRIF FÜR KIRSCHNER-DRÄHTE GRAB HANDLE FOR KIRSCHNER WIRES

**tk 38447-01**

für Drähte \varnothing 1,0-1,6 mm
for wires \varnothing 1.0-1.6 mm

tk 38447-02

für Drähte \varnothing 1,6-2,0 mm
for wires \varnothing 1.6-2.0 mm

tk 38447-03

für Drähte \varnothing 2,0-2,8 mm
for wires \varnothing 2.0-2.8 mm

- Zum Ein- und Ausbringen von Kirschner-Drähten
- Einhandbedienung
- Seitliche Einführung von Kirschner-Drähten
- Farbkennzeichnung für verschiedene Größen

- For insertion and removal of Kirschner wires
- One-hand operation
- Lateral introduction of Kirschner wires
- Colour coding for different sizes