




LED 500

LED 500

LED 500

LED 500

- Kompakte LED-Lichtquelle
- Geräuscharm
- Geringe Wärmeleitung
- Manuelle Helligkeitsregulierung
- Reine Tageslichtqualität
- Lichtleiterverbindung: Tekno/Storz


Technische Daten

- LED: 50 W, vergleichbar mit 80 W Xenon
- Netzspannung: 100-240 V
- Leistungsaufnahme: max. 55 VA
- Schutzklasse (EN 60601-1): I
- Sicherheitsklasse: BF
- Schutzgrad: IP20
- Klassifizierung (EG-RL 93/42/EWG): I
- Maße (BxHxT): 295x128x278 mm
- Gewicht: ca. 3,8 kg

- Compact LED light source
- Low noise
- Low heat conduction
- Electronical light control via buttons
- Pure daylight quality
- Light guide connection: Tekno/Storz

Technical data

- LED: 50 W, comparable with 80 W Xenon
- Line voltage: 100-240 V
- Power requirements: max. 55 VA
- Safety class (EN 60601-1): I
- Security class: BF
- Degree of protection: IP20
- Classification (EG-RL 93/42/EWG): I
- Dimensions (WxHxD): 295x128x278 mm
- Weight: ca. 3.8 kg



TEKNO LED 50	50 Watt	tk 754-LM50
--------------	---------	-------------