

Glasfaser-Kaltlichtkabel
Fiberoptic cables
Cables de lumière froide
Cables de fibra óptica
Cavi luce in fibra ottica
autoclavable
134°C / 273°F


			Xenon	Xenon (TEKNO/Storz)	LED	LED (TEKNO/Storz)
< Ø 5mm	Ø 3.5 mm	1800 mm	tk 39522-18	tk 39532-18	tk 39562-18	tk 39564-18
	Ø 3.5 mm	2300 mm	tk 39522-23	tk 39532-23	tk 39562-23	tk 39564-23
	Ø 3.5 mm	3000 mm	tk 39522-30	tk 39532-30	tk 39562-30	tk 39564-30
≥ Ø 5mm	Ø 4.8 mm	1800 mm	tk 39523-18	tk 39533-18	tk 39563-18	tk 39565-18
	Ø 4.8 mm	2300 mm	tk 39523-23	tk 39533-23	tk 39563-23	tk 39565-23
	Ø 4.8 mm	3000 mm	tk 39523-30	tk 39533-30	tk 39563-30	tk 39565-30
für Optiken <i>for scopes</i>	Faserbündel <i>Fiber bundle</i>	Länge <i>Length</i>	ohne Adapter <i>without adapters</i>	Kabel mit 2 Adaptern <i>cable with 2 adapters</i>	ohne Adapter <i>without adapters</i>	komplett mit 2 Adaptern <i>complete with 2 adapters</i>

- Speziell für XENON & LED-Lichtquellen

Unsere Hochleistungs-Kaltlichtkabel werden durch ein Spezialverfahren am Lichteintritt komprimiert und können so mehr Licht transportieren. Sie sind speziell für hochenergetische Xenon & LED-Lichtquellen geeignet!

- adaptierbar an alle gängigen Systeme mittels Adapter
- Especially for XENON & LED light sources

Our high density fiber optic cables are specially prepared at the light entrance for transporting more light. They are suited for high energy XENON & LED light sources.

- suitable for all common systems with adapter