



XL HEGAR DILATATOREN

XL HEGAR DILATORS

XL HEGAR DILATATOREN

XL HEGAR DILATORS

Entdecken Sie unsere Uterus Dilatatore, welche durch ihre Sonderlänge von 250mm (ca. 70mm länger als Standard-Dilatatore) besonders bei übergewichtigen Patienten ihre Anwendung finden.

Discover our uterine dilators, which are particularly suitable for overweight patients due to their special length of 250mm (approx. 70mm longer than standard dilators).



HEGAR

	x = 250 mm
Ø 3.0 mm	tk 34254-30
Ø 3.5 mm	tk 34254-35
Ø 4.0 mm	tk 34254-40
Ø 4.5 mm	tk 34254-45
Ø 5.0 mm	tk 34254-50
Ø 5.5 mm	tk 34254-55
Ø 6.0 mm	tk 34254-60
Ø 6.5 mm	tk 34254-65
Ø 7.0 mm	tk 34254-70
Ø 7.5 mm	tk 34254-75
Ø 8.0 mm	tk 34254-80
Ø 8.5 mm	tk 34254-85
Ø 9.0 mm	tk 34254-90
Ø 9.5 mm	tk 34254-95
Ø 10.0 mm	tk 34255-00
Set Ø 3.0 -10.0 mm	tk 34254-00



	270 x 170 x 35 mm
Ø 3.0 - 10.0 mm	tk 34254-01

Siebkorb für 15 Hegarstifte
Wire basket for 15 Hegar dilators

© 2021 - TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
TEKNO is a registered trademark of TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
Printed in Germany 04/2021 - Nachdruck, auch auszugsweise, verboten